

Se le han suministrado uno o más de los siguientes recipientes:


**No deseche el líquido.**

**Llene todos los recipientes suministrados.**

Medio de transporte de cultivo de heces, Cary Blair (líquido rosa)  
Fijador SAF, Medio de transporte de heces para el estudio de huevos y parásitos (líquido claro)  
Vial limpio (sin líquido)



**1** Si es necesario, orine en el inodoro.



**2** Levante el asiento del inodoro. Coloque las hojas del envoltorio plástico (ej. Saran Wrap™) sobre la taza, dejando una ligera depresión en el centro. Baje el asiento del inodoro. Expulse las heces sobre el envoltorio plástico.



O BIEN

**3** Como alternativa, use una taza limpia o un orinal esterilizado. Evite que la muestra de heces entre en contacto con la orina o el agua.



**4** Use la cuchara pegada a la tapa para recoger las áreas blandas/blancas (mucosidad) o sanguinolentas (si hay alguna) de las heces y ponerlas dentro de los recipientes. No llene los recipientes en exceso.




**5** En los recipientes con líquido: recoja 2-3 cucharadas de heces hasta que el líquido alcance la línea de llenado. Ajuste las tapas. En el recipiente LIMPIO y vacío (si se ha suministrado): agregue heces hasta la línea de llenado y ajuste la tapa.



**6** Agite los recipientes con líquido para que se mezclen los contenidos.



**7** Lávese las manos con agua y jabón. En cada recipiente, escriba su nombre y fecha de nacimiento o N° de tarjeta sanitaria, y fecha y hora de la toma. Coloque los recipientes en bolsas de plástico y ciérrela.



**8** Entregue los recipientes al laboratorio en un plazo de 24 horas desde la toma. Los retardos pueden afectar a los resultados. Hasta que las muestras se lleven al laboratorio, almacénelas de la siguiente manera:

CULTIVO (líquido rosa) - refrigerado  
SAF (líquido claro) - temperatura ambiente  
LIMPIO (sin líquido) - refrigerado